



Agitadores Magnéticos



	RET Basic	Agitador magnetico con placa calefactora de Acero. Dimensiones de la placa: 135 mm de diámetro Capacidad de agitación (H2O): 20 litros Rango de agitación: 0-1100 RPM Rango de temperatura: 0°C - 300°C Potencia Calorífica: 600°C
	Modelo RCT Basic	Agitador magnetico con placa calefactora de Acero. Dimensiones de la placa: 135 mm de diámetro Capacidad de agitación (H2O): 20 litros Rango de agitación: 0-1100 RPM Rango de temperatura: 0°C - 300°C
	HS KMO 2 Basic	Agitador magnetico Motor de regulación optoléctrica de velocidad ajustable. Capacidad de agitación (H2O): 3 litros Rango de agitación: 0-1100 RPM
	Modelo C-MAG HS7	Agitador magnetico con placa calefactora de cerámica. Dimensiones de la placa: 200 x 200 mm Dimensiones totales: 220 mm x 330 x 105 mm. Capacidad de agitación (H2O): 10 litros Rango de agitación: 100-1500 RPM Rango de temperatura: 50°C - 500°C Display digital. Peso: 5 kg.
	Modelo C-MAG HS4	Agitador magnetico con placa calefactora de cerámica. Dimensiones de la placa: 120 x 120 mm Dimensiones totales: 150 x 260 x 105 mm Capacidad de agitación (H2O): 5 litros Rango de agitación: 100-1500 RPM Rango de temperatura: 50°C - 500°C Display digital. Peso: 3 kg.
	Modelo HS10	Agitador magnetico con placa calefactora de cerámica. Dimensiones de la placa: 280 x280 mm Dimensiones totales: 300 mm x 415 x 105 mm. Capacidad de agitación (H2O): 15 litros Rango de agitación: 100-1500 RPM Rango de temperatura: 50°C - 500°C Display digital. Peso: 6 kg.

Todos los agitafores incluyen una barra agitadora magnética revestida en teflón.

MICROSERCON,SLU; CIF: B-83691113

Urb.Rio Cofio C/Los Pinos 217 28294 – Robledo de Chavela (Madrid)

Tlf 918998029 / Fax 918998682 Dpto.Comercial 677590684 Dpto.Tecnico 678558460

[E mail: microsercon@telefonica.net](mailto:microsercon@telefonica.net) www.microsercon.com