

Baño Histológico para inclusión de parafina "Termofin"



APLICACIONES

Para fusión y conservación de parafina en estado líquido que permite la visualización de los cortes de tejido.

CARACTERISTICAS

Cubeta interior con encimera y tapa en aluminio recubierto de P.T.F.E. en color negro mate indeleble con orificio para termómetro lector de temperatura.

ACCESORIOS

Adaptador para termómetros

Baños para agua y aceite "Univeba"



APLICACIONES

Para ensayos con el evaporador rotativo y como baño maría.

CARACTERISTICAS

Cubeta interior estampada en acero inox. AISI 310 y mueble exterior en acero inox. AISI 304.

Elemento calefactor blindado en acero inox. INCOLOY.

SEGURIDAD

Norma DIN 12877.2. Incorpora termostato de seguridad con rearme manual que desconecta el baño en caso de sobretemperatura.

ACCESORIOS

Bandeja cobre calefactores.

Discos reductores de 110, 80, 60 y 37 mm Ø

Gradilla para 24 tubos hemólisis, hasta 13 mm Ø.

Gradilla para 24 tubos de ensayo, hasta 18 mm Ø.

Termómetro lector 0 +120 °C.

Baño maría "Aquaterm"



CARACTERISTICAS

Cubeta en acero inox. AISI 310 y base recubierta en epoxi.

Elemento calefactor en acero inox. INCOLOY resistente a la corrosión y alta temperatura.

ACCESORIOS

Bandeja cobre resistencias

Juego de discos reductores y tapa

Termómetro lector 0 +120 °C.