

PRODUCTOS DE HISTOLOGIA

Cuchillas Desechables FEATHER para Microtomos



FEATHER R35. Rutina

Cuchillas desechables de acero inoxidable para cortes finos de tejidos duros incluidos en parafina. Especialmente adecuadas para operaciones rutinarias. El doble recubrimiento del filo aumenta la resistencia y durabilidad de la cuchilla.

Dim. 80 x 8 mm. Dispensador de 50 cuchillas

Ref. F282901. 105.00€ / Dispensador 50 cuchillas

Tissue-Tek® O.C.T™ Compound



Esta es una muy conocida solución de glicoles solubles en agua y compuestos resinosos que proveen una excelente matriz a los especímenes para seccionado criostático. No deja residuos durante el procedimiento de tinción

Temperaturas de uso de -10°C y más bajas.

PRESENTACIÓN: FRASCO DE 4oz. / CAJA de 12 Uds.

Ref. F282903. 15,84€ / Frasco 4oz

PARA/Gard™ Paraffin Repellent



Repelente de Parafina PARA - BAN le ayudará a dejar su microtomo libre de parafina. Simplemente rocíelo en cualquier superficie (metal o Plástico) donde la parafina normalmente se adhiere, espere unos minutos y limpie fácilmente los restos.

Su uso continuado prolonga la vida de su Microtomo.

PRESENTACIÓN: FRASCO de 4oz. / CAJA de 6 Uds.

Ref. F282905. 28.75€ / Frasco 4oz

Liquid Blocker– Mini PAP Pen




Produce una barrera hidro repelente que diseña un círculo en torno a la muestra, para confinar el flujo de reactivos a un área definido sin pérdidas. La marca puede estar removida con Xileno

El Pap Pen puede ser usado a temperaturas de hasta 120° F

Ref. F282907. 42.75€ / Unid.

CASSETTES DE INCLUSIÓN UNIVERSAL, CON TAPA



Fabricados en Poliacetal un plástico técnico de alta calidad. Casetes de inclusión totalmente resistentes a los disolventes orgánicos y a los agentes decalcificantes utilizados en las técnicas histológicas.

Su especial diseño permite un flujo continuo y libre de todas las soluciones utilizadas durante el proceso de deshidratación e inclusión en parafina de las muestras. Superficie frontal inclinada 30°..

Ref. F282909. 43.25€ / Caja 500 unid.

PORTAOBJETOS CORTADOS / PULIDOS



Fabricados en vidrio extra-blanco. Lavados y pulidos. Disponibles en diferentes modelos, biselados o cortados, con o sin borde mate a ambos lados

Dimensiones: 26x76x1,0 mm

Ref. F282911. 3.50€ / 100unid. Porta Biselados. Canto 45°. Banda 2 lados
Ref. F282913. 3.00€ / 100 unid. Portaobjetos Cortados. Transparentes

Ref. F282915. 3.00€ / 100unid. Cubreobjetos 24 x 60

Ref. F282917. 3.00€ / 100unid. Cubreobjetos 24 x 50

Ref. F282919. 3.00€ / 100unid. Cubreobjetos 24 x 40