

**CUCHILLAS DESECHABLES PARA MICROTOMO****CUCHILLAS DESECHABLES FEATHER S-35**

Cuchilla desechable de acero inoxidable de 35°, para cortes finos en cinta de biopsias de tejidos blandos especialmente o de tejidos no extremadamente duros incluidos en parafina. Dim. 80x8 mm.

Dispensador de 50 cuchillas

**CUCHILLAS DESECHABLES FEATHER R-35**

Cuchilla desechable de acero inoxidable de 35°, para cortes en cinta de tejidos no extremadamente duros incluidos en parafina. Dim. 80x8 mm

Dispensador de 50 cuchillas

**CUCHILLAS DESECHABLES FEATHER C-35**

Cuchilla desechable de acero al carbono pavonada de 35° para cortes exclusivamente en **criostato**. Dim. 80x8 mm

Dispensador de 20 cuchillas

**CUCHILLAS DESECHABLES FEATHER DE PERFIL ANCHO**

Cuchilla desechable de acero inoxidable de 35°, para cortes de todo tipo de tejidos incluidos en parafina. Dim. 80x16 mm.

Dispensador de 50 cuchillas

Todos los productos de la firma FEATHER Safety Razor Co., Ltd. disponen de certificado



MICROSERCON,SLU; CIF: B-83691113

Urb.Rio Cofio C/Los Pinos 217 28294 – Robledo de Chavela (Madrid)

Tlf 918998029 / Fax 918998682 Dpto.Comercial 677590684 Dpto.Tecnico 678558460

E mail: microsercon@telefonica.net www.microsercon.com