

MICROPIPETAS REPETITIVAS

AUTOMÁTICA

El AutoRep E es una pipeta repetidora controlada mediante un microprocesador, alimentada con batería, reconoce automáticamente el volumen de la punta utilizada. Muy fácil de utilizar gracias al menú intuitivo.



Características y ventajas :

Electronica
Ajustable de 1 μ l a 50 ml
Controlada por microprocesador
Práctica, ligera

Reduce el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos

La pipeta AutoRep™ E elimina prácticamente todos los esfuerzos que provocan lesiones por esfuerzo repetitivo frecuentes en el pipeteo de multidispensación.

Tres modalidades a elegir

- * **Dispensado** para multidispensador; un calculador de pasos indica cada volumen seleccionado. ¡No más tiempo perdido calculando y convirtiendo!
- * **Autodispensado** aprende el intervalo medio de sus primeros tres pasos de descarga y continúa automáticamente al mismo ritmo. Ya no hay que programar más los intervalos.
- * **Pipeteo** se usa como una pipeta de desplazamiento por aire.

Su batería recargable le evita pérdidas de tiempo. La peana de carga recarga completamente la AutoRep E en sólo 2,5 horas y recarga la batería en sólo 3,5 horas. El juego de batería NiMH carece de memoria y no necesita mantenimiento. Se puede cargar en la misma peana mientras se usa otro juego.

MANUAL



Gracias al diseño ergonómico del AuroRep M se prescinde de las largas series, con máxima precisión, más rapidez y comodidad. Junto con nuestras puntas, se pueden dosificar hasta 49 veces sin rellenar. Las puntas están disponibles en 8 midas diferentes, estériles y no estériles.

Características manual :

Ajustable de 1 μ l a 50 ml
Rápida
Ligera

MICROSERCON, SLU
Urb.Rio Cofio C/Los Pinos 217
28294 Robledo de Chavela (Madrid)
Tif. 918998029 Fax. 918998682
e-mail:microsercon@telefonica.net
www.microsercon.com